

Mise à jour pour les abonnés Le 27 octobre 1999

Mise à jour de codes

Le 1^{er} novembre prochain, les codes de l'application SEDAR seront mis à jour pour que soient ajoutés les plus récents fichiers de signatures du logiciel de détection de virus et que soient réglés certains problèmes de codes. Le volume de la mise à jour de codes est d'environ 1,8 Mo et le téléchargement devrait prendre approximativement quinze minutes avec un modem de 28,8 kilobits/sec.

Lorsque vous tenterez d'accéder au serveur SEDAR, l'application SEDAR téléchargera automatiquement la mise à jour qu'elle aura détectée. Après le téléchargement, quittez l'application SEDAR et suivez les instructions ci-dessous pour exécuter la mise à jour.

1. Cliquez sur le bouton Démarrer dans le coin inférieur gauche de l'écran.
2. Sélectionnez Programmes.
3. Dans le menu Programmes, sélectionnez SEDAR, puis Mise à jour de codes.

Une fois mise à jour, l'application client SEDAR passera à la version 006.000.002.

Rappel au sujet de la méthode de recherche rapide

Bon nombre d'utilisateurs ont déjà adopté la méthode de recherche rapide, ce qui a eu l'effet bénéfique escompté sur le système. Cependant, certains utilisent toujours la méthode de recherche évoluée. Ainsi, si vous n'utilisez pas déjà la nouvelle méthode rapide, nous vous recommandons de l'essayer et de vous en servir le plus souvent possible.

Si vous avez des questions, contactez le représentant du service à la clientèle de votre région, ou le Service d'assistance SEDAR au 1(800) 219-5381.